



TOPCARTmobil 4+



Gigadent Deutsche Dental GmbH

Bleichstrasse 5
D-65830 Kriftel
www.gigadent.de
info@gigadent.de

Telefon: + 49 (0) 61 92 - 92 82 47 0
Fax: + 49 (0) 61 92 - 92 82 47 1

MADE IN GERMANY



Änderungen vorbehalten
Ausgabe 2016
© Gigadent Deutsche Dental GmbH

MADE IN GERMANY



Gigadent
Mobile Dental Units

TOPCARTmobil 4+

Das TOPCARTmobil 4+ setzt Maßstäbe unter den mobilen Behandlungsgeräten.
Durch den integrierten ölfreien Kompressor wird der Leistungsbereich des Behandlungsgerätes erheblich erweitert und gleichzeitig die Wartungskosten reduziert.
Durch die flexible Bestückung wird das Behandlungsgerät Ihren Wünschen entsprechend aufgebaut.



Hygiene

- » 100%ige ölfreie Kühl- und Treibluft
- » zwei herausnehm- und autoclavierbare Wasservorratsbehälter
- » Erfüllung der DIN EN 1717 / Wassertrennsystem
- » BIOFREE Instrumentenschläuche
- » glatte nahezu fugenfreie Gehäuseoberfläche
- » porenfreie Gehäuseabdeckung



Druckluft

- » Leiser, ölfreier Hochleistungskompressor aus dem Hause Dürr
 - » Vibrationsarm
 - » 100% Einschaltdauer
 - » Kein Leistungsverlust bei längeren Präparationen
- optional:
- » Druckluftanschluss am praxisinternen Druckluftsystem mit automatischer Kompressorabschaltung



Chirurgie

- » OPTIMA MX2 int in Kombination mit dem Chirurgiemotor MX-i LED und Sterilpumpe
- » Steuereinheit OPTIMA MX2 int mit bis zu 40 Arbeitsprogrammen
- » Geschwindigkeitsvorwahl
- » Übersetzungsverhältnisse
- » Drehmomentsteuerung
- » Programmmodus Endodontie

Ausstattungen

Serienausstattung:

- » individuell bestückbar mit bis zu sechs Instrumenten
- » Mikroprozessorsteuerung
- » Folientastatur mit Segmentanzeige
- » Drehzahlvorwahl
- » abnehmbare Instrumentenschläuche
- » leicht auswechselbare, außenliegende Magnetventile
- » Lichteinrichtung für alle rotierenden Instrumente
- » Instrumentenselektion über Lichtschranken
- » Externer Luftanschluss für Beistellgeräte
- » 230 V Steckdosen für Beistellgeräte
- » zwei herausnehm- und autoclavierbare Wasservorratsbehälter
- » durchgehende poren- und fugenfreie Abdeckung aus Mineralwerkstoff
- » Sensor Fußanlasser

Instrumentenbestückungen:

Funktionsspritzen wahlweise:

- » 3-Wege Funktionsspritze Gigadent
- » 6-Wege Funktionsspritze Mini Light Luzzani

Turbinenanschluss

Mikromotoren wahlweise:

- » MCX LED Mikromotor 1.000 - 40.000 rpm
- » MX-2 LED Mikromotor 100 - 40.000 rpm kombinierbar mit OPTIMA MX2 int
- » MX-i-LED Chirurgiemotor 100 - 40.000 rpm nur mit OPTIMA MX2 int und Sterilpumpe

Zahnsteinentfernungsgeräte wahlweise:

- » Newtron (Acteon)
- » Newtron LUX (Acteon)

» Mini LED Lichthärtegerät

Optionen:

- » OPTIMA MX2 int Steuereinheit
- » Sterilpumpe
- » autoclavierbare Instrumentenköcher
- » externer Druckluftanschluss mit automatischer Kompressorabschaltung bei Versorgung über den zentralen Praxiskompressor
- » zusätzliche Edelstahlablage
- » große Fahrrollen (für die stehende Behandlung)
- » Anlaufrollen
- » Ablage für Fußanlasser

Farbgestaltung:

Die Gehäuseabdeckungen sind in den rechts gezeigten Standardfarben erhältlich.
(Alle weiteren Farben aus den Corian- oder HI-MACS Kollektionen sind gegen Aufpreis lieferbar).
Die Gehäuse werden wahlweise in RAL 9016 oder silber metallic ausgeführt.

Technische Daten:

Netzspannung:	220-230V / 50-60Hz
Luftfördermenge l/min bei 4,5 bar:	45
Betriebsdruck in bar:	6,5-8,5
Schalldruck dB(A):	48
Wasservorratsbehälter in l:	2 x 2,3
Einschaltdauer:	100%
Abmessung in cm h/b/t:	81,5 x 45 x 63

Corian - Standardfarben



Glacier white



Everest




Dusk



Midnight



Deep black quartz



Aqua



Diamond blue



Silver Gray