

Prodotto Katalog



OVS
Riuniti attorno a un'idea


**UNIVERSAL
TOP**

Universal Top
mit klappbarem
Stuhl

Universal Drop
Universal Kart

Alles, was
man sich nur
wünschen kann.

Pag. 4-15




**UNIVERSAL
STAR**

Universal Star
mit Carving
Wassereinheit

Universal Star
mit Universal Top
Wassereinheit

Höchste Ergonomie,
geringer
Raumbedarf.


Pag. 16-19



**UNIVERSAL
ML**

Die erste
Behandlungseinheit
der Welt mit einem
Mikroskop

Pag. 20-23



**CARVING
Carving Drop
Carving Kart**

Die erste
Behandlungseinheit
gekennzeichneten durch
harmonische Linien

Pag. 24-31



CHIRURGICO

Höchster
Komfort in jedem
Detail.

Pag. 32-33



DUKE

Die
Behandlungseinheit
die speziell für
Kieferorthopäden
ausgelegt ist


Pag. 34-39



VIRTUOSUS

Das italienische
Design trifft auf
hervorragende
Ergonomie.


Pag. 40-43



**PATAVIUM
FIFTY**

Eine Beispiellose
Qualität, zu einem
sehr guten Preis-
Leistungs-Verhältnis.


Pag. 44-47



**LINEA ESSE
START**

Ein Klassiker
der Weltweit im
Einsatz ist.

Pag. 48-51



**TEMPO 9 ELX
Tempo 9 ELX Kart**

Kompromisslose
Zuverlässigkeit

Pag. 52-55



**PUNTO KART
TEMPO KART**

Festigkeit,
Beweglichkeit und
Eleganz.

Pag. 56-57



Stellen Sie sich eine Behandlungseinheit vor, die Ihren Bedürfnissen angepasst ist. OMS bieten Ihnen eine große Auswahl von Modellen, von der einfachen funktionalen bis hin zur High-Tech Einheit. Eine Einheit ganz nach Ihren Anforderungen. OMS realisiert für Sie geeignete Einheiten und erlaubt Ihnen Anpassungen für Ihre spezifischen Anforderungen. Eine hochwertige Behandlungseinheit. OMS designed und produziert seine Einheiten in Italien mit handgefertigter Genauigkeit und hochwertigen Materialien. Jede OMS-Einheit ist das Ergebnis von mehr als 55 Jahren Erfahrung in der Dentalbranche. Sie erhalten 3 Jahre Garantie auf jede OMS-Einheit. Stellen Sie sich für sich, der Sie anders sind als alle anderen, eine Behandlungseinheit vor, die sich von allen anderen unterscheidet. Wer kann Ihnen das bieten?






ZWEI ABSAUGSCHLÄUCHE PLUS
EINEM ZUSÄTZLICHEN KÖCHER

INTUITIVE GRAFISCHE
BENUTZEROBERFLÄCHE


DREHBARE SITZFLÄCHE 20° NACH
RECHTS UND LINKS

Universal Top

Eine lineare und technologische Dentaleinheit die sich durch umfassende Ausstattung und große Flexibilität auszeichnet. Das Arztelement ist mit dem S.P.R.I.D.O.-System ausgestattet, dadurch benötigen die Schwingbügel für die Instrumente nur eine geringe Höhe. Das Arztelement ist bestückt mit einer Mehrfunktionsspritze und bis zu 4 Instrumenten Ihrer Wahl.



Details



- 1 Ergonomisches Arztelement mit intuitiver grafischer Benutzeroberfläche
- 2 Unbegrenzte Arbeitspositionen durch die um 20° drehbare Sitzfläche
- 3 Konzipiert für eine umfassende Bewegungsfreiheit
- 4 S.P.R.I.D.O.-System für eine geringe Schwingbügel Höhe
- 5 Bürstenlose Mikromotoren
- 6 Ausgelegt für zwei Absaugschläuche plus einen zusätzlichen Köcher



Universal Top mit klappbarem Stuhl

Universal Top ist auch erhältlich als ausklappbaren Version, dies erleichtert den Einstieg für Kinder und Patienten mit Bewegungseinschränkungen.




KLAPPBARER
BEHANDLUNGSSTUHL



Sind Sie Linkshänder
 **Kein Problem!**

Universal Top ist auch als Linkshänder Version verfügbar.



ASSISTENTINNENELEMENT MIT
GROSSER ABLAGEFLÄCHE



GROSSE ABLAGEFLÄCHE
AUF DEM ARZTELEMENT



ARZTELEMENT
AUS KERAMIK



DREHBARE SITZFLÄCHE 20° NACH
RECHTS UND LINKS

Universal Drop

Eine lineare und technologische Dentaleinheit die sich durch umfassende Ausstattung und große Flexibilität auszeichnet. Das vollkommen aus Keramik gefertigte Arztelement besitzt eine große Ablagefläche und ist bestückt mit einer Mehrfunktionsspritze und bis zu 4 Instrumenten Ihrer Wahl.

ASSISTENTINNELEMENT MIT
GROSSER ABLAGE



GROSSE ABLAGEFLÄCHE
AUF DEM CART



ARZTELEMENT
AUS KERAMIK



DAS CART BESTEHT
AUS ALUMINIUMGUSS

Universal Kart

Universal Kart ist mit einem
rollbarem Cart ausgestattet das aus
Aluminiumguss besteht mit einem
Arztelement aus Keramik.



Universal Star


Eine lineare und technologische Dentaleinheit die sich durch umfassende Ausstattung und große Flexibilität auszeichnet. Bei der Universal Star ist die OP-Lampe und das Arztelement an der Decke montiert. Höchste Ergonomie und eine einzigartige und besonders wirkungsvolle Lösung die eine große Bewegungsfreiheit garantiert.

Universal Star
mit Carving
Wassereinheit



Universal Star
mit Universal Top
Wassereinheit





EINGEBAUTES
MIKROSKOP



2 IDENTISCHE
BEDIENFELDER




HOHE STABILITÄT

Universal ML

Die erste Behandlungseinheit der Welt mit eingebautem Mikroskop. Sie zeichnet sich durch ihre fortschrittliche Technologie, der Vollausstattung und unserem S.P.R.I.D.O. System, für eine geringe Schwingbügel Höhe aus. Das Arztelement ist bestückt mit einer Mehrfunktionsspritze und bis zu 4 Instrumenten Ihrer Wahl. Die identischen Bedienfelder erleichtern das Arbeiten mit 4 Händen, durch Bedienbarkeit durch Arzt und Helferin.




Details



- 1 Ergonomisches Arztelement mit intuitiver grafischer Benutzeroberfläche
- 2 Standardausführung, um 45°/60° geneigter Okularhalter
- 3 Version mit digitalem Videosystem, neigbarer Okularhalter 0°-210°
- 4 Die Griffe vom Arztelement sind abnehmbare und autoklavierbar
- 5 S.P.R.I.D.O.-System für eine geringe Schwingbügel Höhe
- 6 Assistentinnenelement mit großem Bewegungsradius durch pantographische Bewegung





SPEIBECKEN UM
90° SCHWENKBAR

ARZTELEMENT MIT
PANTOGRAPHISCHER
BEWEGUNG

S.P.R.I.D.O.
SYSTEM


HARMONISCHES
DESIGN

Carving

Die Innovation von Carving besticht durch sein geschwungenes, weiches und harmonisches Design. Sie bietet Flexibilität, Vielseitigkeit und einen hohen Komfort. Eine Revolution in Kombination mit OMS Qualität und Service.



Details



- 1 Zum Patienten hin schwenkbare und entfernbares Speibecken
- 2 Optionales Desinfektionssystem für die Saugschläuche
- 3 Speibecken um 90° schwenkbar
- 4 Ergonomisches Arztelement mit intuitiver grafischer Benutzeroberfläche
- 5 Bürstenlose Mikromotore
- 6 S.P.R.I.D.O.-System für eine geringe Schwingbügel Höhe





SPEIBECKEN UM
90° SCHWENKBAR

ARM VOM ARZTELEMENT MIT
PANTOGRAPHISCHER BEWEGUNG

HÄNGENDE
INSTRUMENTENSCHLÄUCHE

Carving Drop

Die Qualität von Carving erhalten Sie auch in der Version Craving Drop, ausgestattet mit einem Arztelement aus Keramik, großer Ablagefläche und abnehmbaren Instrumentenschläuchen.

Das Arztelement ist bestückt mit einer Mehrfunktionsspritze und bis zu 4 Instrumenten Ihrer Wahl.

Carving Kart

Carving ist auch als Version Carving Kart, mit einem Arztelement aus Keramik und einem Cart aus Aluminiumguss erhältlich. Ausgestattet mit abnehmbaren Instrumentenschläuchen, einer großen Ablagefläche, einer Mehrfunktionsspritze und bis zu 4 Instrumenten Ihrer Wahl. Das handliche Cart gewährleistet eine große Bewegungsfreiheit.

SPEIBECKEN UM
90° SCHWENKBAR



GROSSE
ABLAGEFLÄCHE



FAHRBARES
CART

Chirurgico

Die von OMS für lange Behandlungen ausgelegte Behandlungseinheit besteht aus einem Cart in Kombination mit dem Behandlungsstuhl Moon. Die Rückenlehne ist breiter um während der Behandlung einen größeren Komfort zu bieten. Der Absaugarm ist schwenkbar und ermöglicht so die Bedienung von Rechts- und Linkshändern. Das Cart ist bestückt mit einer Mehrfunktionsspritze und bis zu 4 Instrumenten Ihrer Wahl.

Sind Sie Linkshänder?
 **Kein Problem!**



HOHER
KOMFORT



BEHANDLUNGSEINHEIT
FÜR CHIRURGIE



ABSAUGARM
BEIDHÄNDIG
BEDIENBAR



DOPPELGELENK
KOPFSTÜTZE



RÜCKENLEHNE MIT
SYMMETRISCHER FORM



AUSGELEGT FÜR DIE „12-UHR“ POSITION

Duke

Die Behandlungseinheit ist speziell für Kieferorthopäden ausgelegt. Duke ist eine praktische und leistungsfähige Einheit und eignet sich dank ihrer großen Beweglichkeit gleichermaßen für Rechts und Linkshänder. Sie bietet die ganze Qualität und Leistungen von OMS.




Details



- 1 Ergonomischer Fußanlasser für die Bedienung der Instrumente und dem Stuhl
- 2 Rückenlehne mit symmetrischer Form und Doppelgelenk-Kopfstütze
- 3 Ausgelegt für die „12-Uhr“ Position
- 4 Ausgelegt für Linkshänder
- 5 Ausgelegt für Rechtshänder
- 6 Bestückt mit einer Mehrfunktionsspritze, einem Absaugschlauch und 2 Instrumenten Ihrer Wahl

Sind Sie Linkshänder
 **Kein Problem!**

Duke steht Ihnen auch in
der Version für Linkshänder
zur Verfügung



ASSISTENTINNENELEMENT
MIT DER MÖGLICHKEIT DER
DOPPELSEITIGEN BEDIENTUNG



STUHLSTEUERUNG AUF DER
RÜCKSEITE DER RÜCKENLEHNE



2 IDENTISCHE
BEDIENTFELDER



AUTOKLAVIERBARE
GRIFFE

Virtuosus

Der Ausdruck von Italienischem Design. Virtuosus zeichnet sich durch Ergonomie und flexible Handhabung aus. Die Einheit ist mit dem Behandlungsstuhl Moon oder Arcadia (mit Stuhlsteuerung an der Rückenlehne) erhältlich.



Details

- 1 Ergonomisches Arztelement mit intuitiver grafischer Benutzeroberfläche, flüssigen Bewegungen und der Möglichkeit der beidseitigen Steuerung
- 2 Die Griffe vom Arztelement sind abnehmbare und autoklavierbar
- 3 S.P.R.I.D.O.-System für eine geringe Schwingbügel Höhe ist mit einer Mehrfunktionsspritze und bis zu 4 Instrumenten Ihrer Wahl bestückt.
- 4 Ergonomisches Assistentinnenelement mit 4 Köchern und der Möglichkeit der beidseitigen Bedienung. Erhältlich auch mit pantographisch beweglichem Absaugarm.
- 5 Optionales Desinfektionssystem für die Saugschläuche


SPEIBECKEN UM
90° SCHWENKBAR



5 INSTRUMENTE UND 2 KÖCHERN
ZUR AUFNAHME
DER SAUGSCHLÄUCHE

Patavium Fifty

Die Behandlungseinheit, die im Laufe der Jahre zur Visitenkarte von OMS geworden ist. Sie zeichnet sich aus, durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, die Beachtung der Grundsätze der Ergonomie und einer umfassenden Ausstattung. Mit unserem S.P.R.I.D.O.-System für eine geringe Schwingbügel Höhe. Das Arztelement ist ausgestattet mit einer Spritze und 4 Instrumenten Ihrer Wahl.



Details



- 1 Ergonomisches Arztelement ausgelegt für fünf Instrumente und zwei Köchern zur Aufnahme der Saugschläuche
- 2 Ausgelegt für zwei Absaugschläuchen und einem freien Köcher
- 3 S.P.R.I.D.O.-System für eine geringe Schwingbügel Höhe
- 4 Instrumentenablage, Griffabdeckung und Trayabdeckung sind entfernbar und autoklavierbar
- 5 Kontinuierliche Desinfektion der Wasserwege und der Absaugung
- 6 Ergonomischer Fußanlasser für die Bedienung der Instrumente und dem Stuhl



ZWEI ABSAUGSCHLÄUCHE
PLUS EINEN FREIEN KÖCHER




S.P.R.I.D.O.
SYSTEM



Linea Esse Start

Die Behandlungseinheit die Weltweit bekannt ist, besticht durch Ergonomie, Zuverlässigkeit und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Ausgestattet mit unserem S.P.R.I.D.O.-System für eine geringe Schwingbügel Höhe. Das Arztelement ist ausgestattet mit einer Spritze und 3 Instrumenten Ihrer Wahl.



Details



- 1 Ergonomisches Arztelement für 4 Instrumente
- 2 Ausgelegt für zwei Absaugschläuchen und einem freien Köcher
- 3 S.P.R.I.D.O.-System für eine geringe Schwingbügel Höhe
- 4 Instrumentenablage, Griffabdeckung und Trayabdeckung sind entfernbar und autoklavierbar
- 5 Kontinuierliche Desinfektion der Wasserwege und der Absaugung
- 6 Ergonomischer Fußanlasser für die Bedienung der Instrumente und dem Stuhl




Tempo 9 ELX

Die Behandlungseinheit zeichnet sich durch große Zuverlässigkeit aus. Ausgestattet mit hängenden Instrumentenschläuchen und einem Arztelement aus Keramik. Das Arztelement ist ausgestattet mit einer Spritze und 3 Instrumenten Ihrer Wahl.



ARZTELEMENT
AUS KERAMIK



HÄNGENDE
INSTRUMENTENSCHLÄUCHE



Tempo 9 ELX Kart

Tempo 9 ELX ist auch in der Ausführung mit Cart erhältlich. Fährbares Cart mit einem Arztelement aus Keramik. Das handliche Cart gewährleistet eine große Bewegungsfreiheit. Das Arztelement ist ausgestattet mit einer Spritze und 3 Instrumenten Ihrer Wahl.

Punto Kart

Das Arztelement aus Keramik, ist montiert auf einem stabilen und beweglichen Cart, das aus Aluminiumguss gefertigt wird. Die hängenden Instrumentenschläuche sind abnehmbar. Das Arztelement ist ausgestattet mit einer Spritze und 4 Instrumenten Ihrer Wahl. Auf Wunsch auch mit einem Mikromotor für Chirurgie.





Tempo Kart

Arztelement aus Keramik auf fahrbarem Cart. Das Arztelement ist ausgestattet mit einer Spritze und 3 Instrumenten Ihrer Wahl. Das Cart bietet eine hervorragende Handlichkeit und eine große Bewegungsfreiheit.





UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN*





UNIVERSAL TOP







MONTAGE



UNIVERSAL DROP





UNIVERSAL STAR




* Die Abmessungen entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation

UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN*




LINEA ESSE START



MONTAGE



TEMPO 9 ELX



* Die Abmessungen entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dashed lines on a white background.



