



Liberasol stand-alone

**Eigenständiges und mobiles
Aerosol - Absaugsystem**



Liberasol stand-alone

Liberasol ist ein eigenständiges und mobiles Aerosol-Absaugsystem der Firma OMS. Das innovative Saugsystem Liberasol, garantiert eine maximale Sicherheit gegen Aerosole für den Zahnarzt, Assistent und den Patienten während einer Behandlung. Liberasol arbeitet nahezu geräuschlos, leistungsstark und besitzt einen **Flüssigkeitsabscheider mit Sterilisierbaren HEPA14 Filter**. Optionell ist es möglich die gefilterte Luft aus dem Raum abzuleiten. Es werden zwei verschiedene Aufsätze mitgeliefert, bestehend aus einer Plexiglasshaube und einem Plexiglassrohr. Die mobile Einheit bietet durch die Räder eine maximale Mobilität in großen wie auch in kleinen Räumen.

TECHNISCHE DATEN

Nettogewicht	40kg
Spannungsversorgung	0,5 KW - 3,8, 230V /50Hz
Geräusch	58 dB
Leistung	150 mc/h
Filter HEPA	H14 (EN1822-1)
Grösse	400x410x750h

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung an dem gezeigten Produkt vorzunehmen.

O.M.S. spa - Officine Meccaniche Specializzate - Via Dante 20/A - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) ITALIA
Tel. +39 049 8976455 - Fax +39 049 8975566 - www.omsdentalunits.com - info@omsdentalunits.com

